

Blodprøvetaking – rekkefølge rør

EQS 40121 revisjon 1.0

| Rekkefølge | Prøvetakings-rør | | Fargekode på korken | |
|------------|---|---|---------------------|---|
| 1 | Rør til blodkultur | | | |
| 2 | Na-citrat-rør til koagulasjon <i>Må være fylt til merket for å unngå fortynningsfeil</i> |  | Blå |  |
| 3 | Serumrør med koagulasjonsaktivator/uten gel |  | Rød |  |
| 4 | Serum-rør med koagulasjonsaktivator og gel |  | Rød |  |
| 5 | Heparin-rør med eller uten gel |  | Grønn |  |
| 6 | EDTA-rør med eller uten gel |  | Lilla/Hvit |  |
| 7 | SR-rør <i>Må være fullt for å unngå fortynningsfeil</i> |  | Sort |  |
| 8 | Øvrige rør | | | |