



10316952

Rekvirentkode _____ Legens Id.nummer: _____

(Navn, adr) _____

Ref.nr. for pasientkobling _____

Fødselsdato _____ Person nr. _____

Etternavn _____ Fornavn _____

Adresse _____

Postnr. _____ Poststed _____

Kopisvar til: (Navn, adr) _____

Vennligst påse at:
- Rekvirent/kopisvar er tydelig utfyllt med navn og adresse
- Rett prøvetakingsdato og klokkeslett

Mistanke om blodsmitte Ja Fastende Ja

Betales av

Helfo Kvinne
 Institusjon Mann
 Bedriftshelsetjeneste

Provetakingsdato _____

Ø-ØHJELP V-VANLIG, Mandag - Fredag - kl. 07.30 - 15.00

MORGENURIN		SAMLEURIN		DIVERSE		
Ø	V	Ø	V	V	FÆCES	
-42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Blod I
					<input type="checkbox"/>	Blod II
					<input type="checkbox"/>	Blod III
723	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
722	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
750	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	751	<input type="checkbox"/>	857	<input type="checkbox"/>
752	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	753	<input type="checkbox"/>	855	<input type="checkbox"/>
761	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	762	<input type="checkbox"/>	856	<input type="checkbox"/>
744	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
743	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	763	<input type="checkbox"/>		
756	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	758	<input type="checkbox"/>		
772	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	769	<input type="checkbox"/>		
738	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
730	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
732	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
733	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
734	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
737	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
735	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
729	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
726	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
799	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
800	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
798	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
725	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
803	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Må ikke kopieres

V.nr. 3112009 - W&L 829193 - Wittusen & Jensen 09.2020

Kliniske opplysninger/Kommentarer

Ved medikamentanalyser, angi all medikasjon

TIL BRUK FOR AVD. MED. BIOKJEMI

Prøve mottatt kl. _____

Signatur _____

10316952

10316952

10316952

10316952

10316952

10316952

10316952

Avdelingens akkrediteringsomfang er vist i laboratoriehåndboka. Se http://eqs-labhandbok.sus.no/docs/doc_24030/index.html

A. REKVIRERINGSRUTINER

Samme retningslinjer som for rekvirering av blodprøver gjelder.

Rusmiddelanalyser utføres kun i medisinsk sammenheng (diagnostikk og behandling).

Her gjelder: «Analyseresultatet kan ikke gi grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver dersom skriftlig avtale om dette ikke foreligger og prøvesikringskjeden ikke fullt ut er ivaretatt.»

B. MORGENURIN

Den første morgenurin er best egnet til de fleste kvalitative/semikvantitative analyser.

Ved undersøkelse av glukose er det beste tidspunktet ca. 2 timer etter et karbohydratrikt måltid.

PRØVEGLASS:

Monovette-rør.

Ved bruk av monovette-rør må urinen trekkes opp fra bekken eller urinflaske.

Merk røret med barkode.

Veiledning:

1. Monovette-røret skal ikke åpnes før man er parat.
2. Kvinner bør bruke tampong.
3. Vask omhyggelig med såpe.
4. Skyll godt med vann.
5. La første del av urinstrålen renne ut i toalettet.
6. Fyll røret med urin, uten å berøre rørets innside.
7. Send prøven til undersøkelse straks.

Hos barn kan en steril pose brukes til oppsamling av urinen.

C. SAMLEURIN

*

DØGNURIN

Veiledning:

Oppsamlingen starter om morgenen etter at pasienten har tømt blæren.

Deretter samles all urin i 24 timer og oppsamlingen avsluttes ved at pasienten igjen later vannet.

Denne urin tas med i prøven.

Urinaen blandes godt og mengden måles og noteres på rekvisisjonen sammen med angivelse av samletid/antall timer.

Rekvisisjonen leveres Avdeling for medisinsk biokjemi sammen med 10 ml av urinen (opp til 200 ml til spesielle analyser).

Dersom urinmengde og samletid/antall timer ikke er påført rekvisisjonen vil ikke døgnutskillelse av rekvirert analyse kunne beregnes, og svaret vil foreligge som konsentrasjon (f.eks. mmol/l og ikke mmol/døgn).

D. OPPBEVARING AV URINPRØVER

Urinanalysing med teststix (stix) skal skje så hurtig som mulig etter prøvetaking, senest innen 6 timer.

Urin til medikamentanalyser kan ikke oppbevares ved romtemperatur lenger enn 1 døgn.

Prøver av døgnurin skal oppbevares kjølig i samleperioden. For enkelte spesialanalyser er det krav om at urinen skal fryses ned etter hvert. Tilsetning av konserveringsmiddel må ikke gjøres uten at det er angitt for den spesielle analysen.